


抗Fabp6ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - P51161

商品番号: CM0028557



前書き

ヒトFABP6（ガストロトロピン/ILBP）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応し、腸肝循環における胆汁酸代謝および大腸癌アポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	FABP6 ウサギpAb
別名	ILBP; I-15P; I-BAP; ILBP3; ILLBP; I-BABP; I-BALB; FABP6
対象種	ヒト
GeneID	2172
免疫原	ヒトFABP6 (NP_001436.1) のアミノ酸1-128に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51161
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷剤