


Anti-Fabp7 ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Elisa対応） - O15540

商品番号: CM0017836



前書き

ヒトFABP7 (BLBP, B-FABP)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB, IF/ICC,

ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと反応します。

中枢神経系（CNS）の発達に不可欠な15

kDaの脳脂質結合タンパク質を検出します。神経生物学および脂質代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FABP7 ウサギ pAb
備考/別名	MRG; BLBP; FABPB; B-FABP; FABP7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2173
GeneID	2173
免疫原	ヒトFABP7 (NP_001437.1) のアミノ酸1-132に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	O15540
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバック