


ウエスタンブロット、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Fabpi (I-Fabp)

ウサギモノクローナル抗体 - P12104

商品番号: CM0007881



前書き

ヒトFABPI (I-FABP)

に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロット、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性があります。腸管脂肪酸輸送および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	FABPI ウサギ mAb
備考/別名	FABPI; I-FABP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2169
免疫原	ヒトFABPI (P12104) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P12104
タンパク質分子量	15kDa
発送	保冷剤