


Wb、Elisa用 抗Fabpi ポリクローナル抗体 - P12104

商品番号: CM0024084



前書き

ヒトFABPI (I-FABP)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットの腸型脂肪酸結合タンパク質を検出します。脂質輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FABPI ウサギ pAb
備考/別名	FABPI; I-FABP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2169
遺伝子ID	2169
免疫原	組換えタンパク質; ヒトFABPI (NP_000125.2) のアミノ酸1-132に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12104
タンパク質分子量	15kDa
輸送	保冷バッグ