

## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Faddモノクローナル抗体 - Q61160

商品番号: CM0002075



## 前書き

アポトーシスおよび自然免疫におけるFADDの役割を、このバリデーション済みウサギモノクローナル抗体で探究してください。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWB、IHC-P、ELISAに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | FADD ウサギmAb                                           |
| 備考／別名       | Mort1/FADD; FADD                                      |
| 由来種         | マウス                                                   |
| GeneID (ヒト) | 8772                                                  |
| GeneID      | 14082                                                 |
| 免疫原         | マウスFADD (NP_034305.1) のアミノ酸1～205番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                             |
| 適用アッセイ      | WB, IHC-P, ELISA                                      |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | Q61160                                                |
| タンパク質分子量    | 23 kDa                                                |
| 発送方法        | 氷袋                                                    |