

Wb、Ip、If-P、Elisa用Anti-Faddポリクローナル抗体 - Q61160

商品番号: CM0021085



前書き

マウスFADD (aa 1-205) を免疫原とし、FADD (Mort1/FADD) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IP、IF-P、ELISAに適用可能；ヒト、マウス、ラットと交差反応する。アポトーシスおよび自然免疫における主要なDISCアダプター。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FADD Rabbit pAb
備考/別名	Mort1/FADD; FADD
種	マウス
GeneID (ヒト)	8772
GeneID	14082
免疫原	マウスFADD (NP_034305.1) のアミノ酸1-205に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q61160
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスバッグ