


Anti-Fadd ラビットモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13158

商品番号: CM0003117



前書き

ヒトFADD (GIG3/MORT1)

を標的とするラビットモノクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。アポトーシスおよび自然免疫研究に最適です。 - Q13158

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FADD Rabbit mAb
備考/別名	GIG3; IMD90; MORT1; FADD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8772
GeneID	8772
免疫原	ヒトFADD (Q13158) のアミノ酸20-150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13158
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスバッグ