


ウエスタンブロッティング、免疫沈降、Elisa用 抗Faddウサギポリクローナル抗体 - Q13158

商品番号: CM0028429



前書き

ヒトFADD（FAS関連死領域タンパク質）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティング、免疫沈降、ELISAで検証済み。マウスおよびラットFADDと交差反応性あり。アポトーシス、死受容体シグナル伝達、自然免疫研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	FADD ウサギ pAb
備考/別名	GIG3; IMD90; MORT1; FADD
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8772
遺伝子ID	8772
免疫原	ヒトFADD (NP_003815.1) のアミノ酸1-208に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロッティング、免疫沈降、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13158
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ