

WbおよびElisa用Anti-Fads1モノクローナル抗体 - O60427

商品番号: CM0002739

前書き

ヒト、マウス、ラットで検証済みのWBおよびELISA用Anti-FADS1ウサギモノクローナル抗体。PUFA代謝および炎症反応に関与するアシルCoAデサチュラーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FADS1 Rabbit mAb
備考/別名	D5D; TU12; FADS6; FADSD5; LLCDL1; FADS1
種	ヒト
GeneID	3992
免疫原	ヒトFADS1 (O60427) のアミノ酸50-150内の合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60427
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスバッグ