

抗Fads1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O60427

商品番号: CM0023754

前書き

ヒトFADS1（デルタ-5デサチュラーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットで検証済みです。多価不飽和脂肪酸代謝および炎症反応に関与しており、脂質代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FADS1 ウサギ pAb
別名	D5D, TU12, FADS6, FADSD5, LLCDL1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3992
遺伝子ID	3992
免疫原	ヒトFADS1 (NP_037534.3) のアミノ酸100-200番領域の合成ペプチド
由来	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロット番号	O60427
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	氷袋