

WbおよびElisa用 Anti-Fads2 ポリクローナル抗体 - O95864

商品番号: CM0020138

前書き

FADS2 Rabbit

pAbは、WBおよびELISA用にバリデーションされたポリクローナル抗体で、高度不飽和脂肪酸（HUFA）生合成の鍵酵素であるヒト脂肪酸不飽和化酵素2（O95864）を標的とします。代謝および皮膚科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FADS2 Rabbit pAb
備考/別名	D6D; DES6; TU13; FADSD6; LLCDL2; SLL0262; FADS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9415
GeneID	9415
免疫原	ヒトFADS2（NP_004256.1）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95864
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷バッグ