

WbおよびElisa用 Anti-Fads3 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Y5Q0

商品番号: CM0027916

前書き

FADS3 Rabbit

pAbは、組換えFADS3タンパク質を用いて作製されたポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのFADS3を検出し、WBおよびELISAで使用できます。スフィンゴ脂質代謝における脂肪酸不飽和化酵素3（fatty acid desaturase 3）の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FADS3 Rabbit pAb
備考/別名	CYB5RP; LLCDL3; FADS3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3995
GeneID	3995
免疫原	ヒトFADS3 (NP_068373.1) のアミノ酸1-130に相当する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5Q0
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋