


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Faf1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Unn5

商品番号: CM0028595



前書き

CamelBioは、WB、IHC-P、ELISA用のAnti-FAF1ウサギポリクローナル抗体を供給しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、74 kDaのバンドを検出します。アポトーシス、DNA複製、および核タンパク質の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAF1 Rabbit pAb
備考/別名	hFAF1, CGI-03, HFAP1s, UBXD12, UB3N3A, FAF1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11124
遺伝子ID	11124
免疫原	ヒトFAF1の合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UNN5
タンパク質分子量	74kDa
配送	氷袋