

抗Fahポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P16930

商品番号: CM0025477

前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗FAHポリクローナル抗体（ウサギ）。チロシン異化の主要酵素であるフマリルアセトアセターゼを標的としており、代謝疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAH ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	FAH
種	ヒト
遺伝子ID	2184
免疫原	ヒトFAH（NP_000128.1）のアミノ酸1-419に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16930
タンパク質重量	46kDa
配送	アイスバッグ