

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Fahウサギモノクローナル抗体 - P16930

商品番号: CM0010552

前書き

ヒトFAH（フマリルアセトアセターゼ）に特異的なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。チロシン代謝および肝臓/腎臓障害の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAH Rabbit mAb
種	ヒト
GeneID	2184
免疫原	ヒトFAH（NP_000128.1）のアミノ酸1-419に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16930
タンパク質分子量	46kDa
配送	氷袋