

Wb、Elisa用 抗Fah ウサギポリクローナル抗体 - P16930

商品番号: CM0015210

前書き

FAH Rabbit

pAbは、ウサギ体内で産生された、全長ヒトFAHを免疫原とするポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの利用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットのFAHと交差反応します。チロシン代謝分解や肝臓疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAH Rabbit pAb
備考/別名	FAH
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2184
GeneID	2184
免疫原	ヒトFAH (NP_000128.1) のアミノ酸1-419番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16930
タンパク質分子量	46kDa
輸送方法	保冷剤