


Anti-Faim3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O60667

商品番号: CM0030545



前書き

ヒトFAIM3（TOSO、FcmuR）を標的とするアフィニティ精製ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性を示す；標的分子量は43 kDa。B細胞におけるIgMレセプターの生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAIM3 Rabbit pAb
備考/別名	TOSO; FAIM3; FcmuR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9214
免疫原	ヒトFAIM3 (NP_005440.1) のアミノ酸18-251に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	O60667
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ