

Wb、If/Icc、Elisa用

抗Fak（フォーカルアドヒージョンキナーゼ）ウサギモノクローナル抗体 - Q05397

商品番号: CM0003534



前書き

ヒトFAK（フォーカルアドヒージョンキナーゼ1）を標的とした高品質なウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットに反応します。細胞接着および遊走研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAK ウサギ mAb
備考/別名	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5747
GeneID	5747
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05397
タンパク質分子量	119kDa
輸送	保冷剤入り