


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Fakウサギポリクローナル抗体 - Q05397

商品番号: CM0016968



前書き

ヒトFAK（Q05397）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞接着、遊走、および癌研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] FAK ウサギ pAb
備考/別名	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5747
GeneID	5747
免疫原	ヒトFAK（NP_722560.1）のアミノ酸734～834に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05397
タンパク質分子量	119kDa
輸送方法	保冷剤