

Wb、Elisa用 抗Fam107A ポリクローナル抗体 - O95990

商品番号: CM0020310

前書き

ヒトFAM107A (DRR1/TU3A)に対するウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。アクチン動態、シナプス機能、がん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM107A ウサギ pAb
備考/別名	DRR1; TU3A; FAM107A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11170
GeneID	11170
免疫原	ヒトFAM107A (NP_009108.1)のアミノ酸1-144に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O95990
タンパク質分子量	17kDa
発送	保冷バッグ