

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Fam107A ウサギポリクローナル抗体 - O95990

商品番号: CM0019921

前書き

ヒトFAM107Aを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒトおよびマウスと交差反応します。アクチンダイナミクス、シナプス機能、腫瘍関連経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM107A ウサギ pAb
備考/別名	DRRI; TU3A; FAM107A
種	ヒト
遺伝子ID	11170
免疫原	ヒトFAM107A (NP_009108.1) のアミノ酸1-144に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95990
タンパク質分子量	17kDa
発送	保冷バッグ