

ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Fam127B ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bwd3

商品番号: CM0022414

前書き

組換え全長タンパク質を用いて作製した、FAM127B (RTL8A/CXX1B/MAR8A) に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウス検体におけるウェスタンブロット、IF/ICC、ELISA に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM127B ウサギ pAb
備考/別名	CXX1b; MAR8A; SIRH6; FAM127B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26071
GeneID	26071
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BWD3
タンパク質分子量	13kDa
発送	氷袋