

Wb、Elisa用Anti-Fam13Aポリクローナル抗体 - O94988

商品番号: CM0012948

前書き

FAM13Aに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトFAM13A（予測分子量117 kDaの潜在的なGTPase活性化タンパク質）を検出します。スプライシング変異およびリン酸化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM13A Rabbit pAb
備考/別名	FAM13A1; ARHGAP48; FAM13A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10144
GeneID	10144
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O94988
タンパク質分子量	117kDa
配送	アイスバック