

## Wb、Elisa用抗Fam155Bウサギポリクローナル抗体 - O75949

商品番号: CM0018740

### 前書き

ヒトFAM155B（NALF2/TED）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティングおよびELISAで実証済み。マウスおよびラットと交差反応します。イオンチャネルおよび神経科学研究用途で供給されています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 仕様                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名         | FAM155B ウサギpAb                                               |
| 備考/別名       | TED; TMEM28; CXorf63; FAM155B; bB57D9.1                      |
| 種           | ヒト                                                           |
| GeneID (ヒト) | 27112                                                        |
| GeneID      | 27112                                                        |
| 免疫原         | 合成ペプチド ヒトFAM155B (NP_056501.2) のアミノ酸400～472領域内の配列に対応する合成ペプチド |
| 起源          | ウサギ                                                          |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                    |
| 用途          | WB、ELISA                                                     |
| 交差反応性       | マウス、ラット                                                      |
| SWISS       | O75949                                                       |
| タンパク質分子量    | 52kDa                                                        |
| 発送方法        | 氷袋梱包                                                         |