

WbおよびElisa用抗Fam173Bポリクローナル抗体 - Q6P4H8

商品番号: CM0027342

前書き

ヒトFAM173B（ATP合成酵素サブユニットCリジンN -
メチルトランスフェラーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリアのメチル化および慢性疼痛の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM173B ウサギ pAb
別名	JS-2; FAM173B; hFAM173B
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	134145
遺伝子ID	134145
免疫原	ヒトFAM173B (NP_954584.2)のアミノ酸1-233に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6P4H8
タンパク質分子量	26kDa
配送方法	保冷剤