


Anti-Fam208A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Uk61

商品番号: CM0012949



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-FAM208Aラビットポリクローナル抗体。ヒトTASORを標的とし、レトロトランスポゾンのエピジェネティックなサイレンシングに関与するHUSH複合体の重要な構成要素です。クロマチンおよび遺伝子制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM208A Rabbit pAb
備考/別名	RAP140; TASOR1; se89-1; C3orf63; FAM208A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23272
GeneID	23272
免疫原	ヒトFAM208A (NP_001106207.1) のアミノ酸700-1000に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UK61
タンパク質分子量	189kDa
配送	氷袋