


Wb用抗Fam20Aモノクローナル抗体 - Q96Mk3

商品番号: CM0006726



前書き

ウエスタンブロット(WB)およびELISA用のFAM20Aウサギモノクローナル抗体です。生体鉱化作用調節因子であるヒト疑似キナーゼFAM20Aを認識します。歯の発生および鉱化作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM20A ウサギmAb
備考/別名	AIIG; AIGFS; FP2747; FAM20A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54757
GeneID	54757
免疫原	ヒトFAM20A (NP_060035.2)のアミノ酸442-541内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96MK3
タンパク質分子量	61 kDa
輸送方法	氷袋