


Wb、Ihc-P、Elisa向け抗Fam20Aウサギポリクローナル抗体 - Q96Mk3

商品番号: CM0027641



前書き

ヒトFAM20A疑似キナーゼを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。生体鉱化作用およびエナメル質研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

製品コア仕様	パラメータ詳細
製品名	FAM20A Rabbit pAb
別名	AIIG; AIGFS; FP2747; FAM20A
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	54757
GeneID	54757
免疫原	ヒトFAM20A (NP_060035.2) のアミノ酸140～240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96MK3
タンパク質分子量	61kDa
輸送方法	氷袋