

Anti-Fam221A ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q8C790

商品番号: CM0023131

前書き

Fam221a Rabbit

pAbは、マウスFAM221Aを免疫原としてウサギで作製したポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みであり、ヒトおよびラットとも交差反応性を示します。タンパク質の検出および局在解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Fam221a Rabbit pAb
備考/別名	D330028D13Rik; Fam221a
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	340277
遺伝子ID	231946
免疫原	マウスFam221a (NP_766315.1) のアミノ酸1-292に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8C790
タンパク質分子量	33kDa
配送条件	氷袋