

Wb、Ihc-P、Elisa対応 抗Fam3Aモノクローナル抗体 - P98173

商品番号: CM0006475

前書き

ヒトFAM3A(P98173)を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAで実証済みであり、マウスおよびラットと交差反応します。デフェンシンおよび真菌免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM3A ウサギmAb
備考/別名	DLD; 2.19; XAP-7; DXS560S; FAM3A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	60343
遺伝子ID	60343
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFAM3A(NP_068578.2)のアミノ酸34～230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P98173
タンパク質分子量	25kDa
輸送方法	保冷剤