

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Fam3Aポリクローナル抗体 - P98173

商品番号: CM0023700

前書き

ヒトFAM3A（アミノ酸34-230）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。デフェンシン活性を有する可能性のある25kDaの分泌型サイトカイン様タンパク質を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	FAM3A ウサギ pAb
備考/別名	DLD; 2.19; XAP-7; DXS560S; FAM3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	60343
GeneID	60343
免疫原	ヒトFAM3A（NP_068578.2）のアミノ酸34-230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差性	ヒト
SWISS	P98173
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ