

ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Fam3B

ウサギポリクローナル抗体 - P58499

商品番号: CM0017871

前書き

ヒトFAM3B
(PANDER)に対するウサギポリクローナル抗体で、マウスおよびラットと交差反応性があります。ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。α細胞およびβ細胞のアポトーシスや膵機能の研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM3B ウサギ pAb
備考/別名	2-21; ORF9; PANDER; PRED44; C21orf11; C21orf76; FAM3B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54097
遺伝子ID	54097
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P58499
タンパク質分子量	26kDa
発送	アイスバッグ