

抗Fam3Dポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Bq1

商品番号: CM0020923

前書き

CamelBioは、高純度な抗FAM3Dウサギポリクローナル抗体（Q96BQ1）を提供しています。WBおよびELISAでの検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。胎盤生物学やレクチン関連経路における分泌型糖タンパク質FAM3Dの役割の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM3D ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	EF7; OIT1; FAM3D
種	ヒト
遺伝子ID	131177
免疫原	ヒトFAM3Dのアミノ酸24-204に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_620160.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q96BQ1
タンパク質重量	25kDa
配送	アイスバッグ