

抗Fam3Dウサギポリクローナル抗体 (Pab) - Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用 - Q96Bq1

商品番号: CM0022955

前書き

ヒトFAM3D (EF7/OIT1)
に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光染色、ELISA用。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済み。予測分子量 25 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM3D ウサギ pAb
備考/別名	EF7; OIT1; FAM3D
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	I31177
遺伝子ID	I31177
免疫原	組換えタンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96BQ1
タンパク質重量	25kDa
配送	アイスバッグ