

Wb、Elisa用抗Fam46Aポリクローナル抗体 - Q96Ip4

商品番号: CM0016513



前書き

FAM46Aウサギポリクローナル抗体はウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。骨石灰化および骨芽細胞機能に関与する細胞質ポリ(A)ポリメラーゼであるヒトおよびマウス末端ヌクレオチジルトランスフェラーゼ5Aを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM46A Rabbit pAb
備考/別名	OI18; XTP11; FAM46A; C6orf37
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55603
GeneID	55603
免疫原	ヒトFAM46A (NP_060103.2) のアミノ酸180～400番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96IP4
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷剤