

Wb、If-P、Elisa用 抗Fam65B ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y4F9

商品番号: CM0026658

前書き

ヒトFAM65B（RIPOR2）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。細胞極性形成、筋形成、難聴関連経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM65B Rabbit pAb
別名	PL48; DFNA21; DIFF40; DIFF48; FAM65B; MYONAP; C6orf32; DFNBI04
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9750
GeneID	9750
免疫原	ヒトFAM65B（NP_056948.2）の amino 酸1-210番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4F9
タンパク質分子量	119kDa
輸送方法	保冷剤