

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Fam96B ポリクローナル抗体 - Q9Y3D0

商品番号: CM0026458

前書き

ヒトFAM96B (CIA2B/MIP18) に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスにも交差反応性を示します。鉄-硫黄クラスターの集合と染色体分配の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM96B ウサギ pAb
備考/別名	CIA2B; MIP18; FAM96B; CGI-128
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51647
GeneID	51647
免疫原	ヒトFAM96B (NP_057146.1) のアミノ酸1-163に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y3D0
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ