

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Fam98Aウサギポリクローナル抗体 - Q8Nca5

商品番号: CM0022204

前書き

ヒトFAM98Aを標的とするウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。PRMT1誘導性アルギニンメチル化および骨格恒常性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM98AウサギpAb
備考／別名	FAM98A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	25940
GeneID	25940
免疫原	ヒトFAM98A（NP_056290.3）のアミノ酸1～220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NCA5
タンパク質分子量	55 kDa
配送	保冷バッグ