

Wb・Elisa用抗Fam98Bウサギポリクローナル抗体 - Q52Lj0

商品番号: CM0023789

前書き

ヒトFAM98B（tRNAスプライシングリガーゼ複合体サブユニット）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応。マウスおよびラットと交差反応します。tRNAプロセッシング研究および大腸がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM98B Rabbit pAb
別名	FAM98B
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	283742
GeneID	283742
免疫原	ヒトFAM98B（NP_775882.2）のアミノ酸1-225に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q52LJ0
タンパク質分子量	46kDa
輸送方法	保冷剤