


Wb、Elisa用抗Fancaモノクローナル抗体 - O15360

商品番号: CM0009221



前書き

ヒトFANCAタンパク質（163 kDa）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ファンconi貧血、鎖間架橋修復、および染色体安定性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FANCA Rabbit mAb
備考/別名	FA; FA1; FAA; FAH; FA-H; FACA; FANCH; FANCA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2175
遺伝子ID	2175
免疫原	ヒトFANCA（O15360）のアミノ酸2-104に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15360
タンパク質分子量	163kDa
配送	アイスバッグ