


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Fanca ウサギポリクローナル抗体 - O15360

商品番号: CM0027425



前書き

ヒトFANCAを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。DNA鎖間架橋修復と染色体安定性に重要なファンconi貧血群Aタンパク質を認識します。ファンconi貧血およびDNA修復研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FANCA ウサギ pAb
備考/別名	FA; FA1; FAA; FAH; FA-H; FACA; FANCH; FANCA
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2175
免疫原	ヒトFANCA（NP_000126.2）のアミノ酸1-275に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15360
タンパク質分子量	163kDa
輸送	保冷バッグ