


抗Fanccポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - Q00597

商品番号: CM0021047



前書き

FANCCに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのFANCCタンパク質を検出可能。DNA損傷修復およびファンconi貧血の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FANCC ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	FA3; FAC; FACC; FANCC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2176
遺伝子ID	2176
免疫原	ヒトFANCCのアミノ酸340-558に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000127.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00597
タンパク質重量	63kDa
配送	アイスパック