

Anti-Fancd2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q9Bxw9

商品番号: CM0003860



前書き

ヒトFANCD2に対するウサモノクローナル抗体。WB、IP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。DNA修復、ファンconi貧血、および染色体の安定性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	FANCD2 Rabbit mAb
備考/別名	FA4; FAD; FACD; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2177
GeneID	2177
免疫原	合成ペプチド ヒトFANCD2 (Q9BXW9) のアミノ酸200-300以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BXW9
タンパク質分子量	164 kDa
配送	アイスバッグ