

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Fancd2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bxw9

商品番号: CM0019028



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISA用 FANCD2

ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットのFANCD2（重要なDNA修復タンパク質）を検出します。ファンconi貧血、染色体不安定性、DNA損傷応答研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FANCD2 ウサギ pAb
備考/別名	FA4; FAD; FACD; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2
種	ヒト
遺伝子ID	2177
免疫原	FANCD2 (NP_001018125.1) のアミノ酸540-720に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9BXW9
タンパク質分子量	164kDa
輸送	保冷バッグ