


Wb、Elisa用抗Fancgラビットポリクローナル抗体 - O15287

商品番号: CM0029164



前書き

ヒトFANCG (FAG/XRCC9) を標的とするラビットポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。DNA修復およびファンconi貧血の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FANCG Rabbit pAb
備考/別名	FAG, XRCC9, FANCG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2189
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O15287
タンパク質分子量	69kDa
配送	氷袋