

抗Fanciウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nvi1

商品番号: CM0030172



前書き

ヒトFANCIを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット（WB）およびELISAでの検証が完了しています。DNA損傷修復、ファンconi貧血、細胞周期チェックポイントの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FANCI Rabbit pAb
別名	KIAA1794; FANCI
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	55215
遺伝子ID	55215
免疫原	ヒトFANCI（NP_001106849.1）のアミノ酸1061～1328番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NVI1
タンパク質分子量	149kDa
輸送方法	保冷剤梱包