


## WbおよびElisa用Anti-Fancl Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Nw38

商品番号: CM0030124



### 前書き

WBおよびELISAで検証されたFANCL Rabbit Polyclonal Antibody。マウスと交差反応します。ファンconi貧血DNA修復に関与するE3ユビキチンリガーゼを標的とします。DNA損傷応答および生殖細胞増殖の研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                        |
|-------------|--------------------------|
| 製品名         | FANCL Rabbit pAb         |
| 備考/別名       | POG; PHF9; FAAP43; FANCL |
| 種           | ヒト                       |
| GeneID (ヒト) | 55120                    |
| GeneID      | 55120                    |
| 免疫原         | 組換えタンパク質                 |
| ソース         | ウサギ                      |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                |
| アプリケーション    | WB, ELISA                |
| 交差反応性       | マウス                      |
| SWISS       | Q9NW38                   |
| タンパク質分子量    | 43kDa                    |
| 配送          | 氷袋                       |