


抗Fancmウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q8Iyd8

商品番号: CM0026906



前書き

ヒトFANCMを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ファンconi貧血経路、DNA修復機構、生殖細胞生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FANCM Rabbit pAb
備考／別名	POF15; SPGF28; FAAP250; KIAA1596; FANCM
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57697
遺伝子ID	57697
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFANCM (NP_065988.1) のアミノ酸390～660番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IYD8
タンパク質分子量	232kDa
発送	氷袋