

抗Fap（線維芽細胞活性化タンパク質-

A）ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q12884

商品番号: CM0006339



前書き

ヒトFAP（Q12884）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。細胞外マトリックス（ECM）リモデリング、線維症、腫瘍微小環境の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	線維芽細胞活性化タンパク質-α（FAP）ウサギmAb
備考/別名	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; プロリルエンドペプチダーゼFAP; 線維芽細胞活性化タンパク質-α（FAP）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2191
GeneID	2191
免疫原	ヒトFAP（NP_004451.2）のアミノ酸411-510に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12884
タンパク質分子量	26kDa/87kDa
輸送	保冷バッグ