

フローサイトメトリー用抗Fapモノクローナル抗体 - Q12884

商品番号: CM0011707



前書き

ヒト線維芽細胞活性化タンパク質 α (FAP) を標的とする、標識ウサギモノクローナル抗体。組織リモデリング、線維症、腫瘍微小環境の研究に最適。ヒトサンプルで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトFAP mAb
備考/別名	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; プロリルエンドペプチダーゼFAP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2191
GeneID	2191
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q12884
タンパク質分子量	27kDa/87kDa
発送	保冷剤